

STERICAN 25G 16MM

STERICAN Einmalkanüle 25 G 16 mm

PZN: 18746384

Inhalt: 100 St

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Zweckbestimmung

Einmalkanüle für medizinische Zwecke, für die Aspiration und Injektion von Flüssigkeiten aus dem /in den Körper, in Verbindung mit einem geeigneten Medizinprodukt (Einmalspritze). Zur einmaligen Anwendung geeignet.

Zusammensetzung

Nichtrostender Stahl, PP, Silikonöl-Beschichtung