

STERICAN EINM 22G 50MM

STERICAN Einmalkanüle 22 G 50 mm

PZN: 18746504

Inhalt: 100 St

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Zweckbestimmung

Einmalkanüle für medizinische Zwecke, für die Aspiration und Injektion von Flüssigkeiten aus dem /in den Körper, in Verbindung mit einem geeigneten Medizinprodukt (Einmalspritze). Für die Entnahme und Zubereitung von Arzneimitteln. Zur einmaligen Anwendung geeignet.

Zusammensetzung

Nichtrostender Stahl, PP, Silikonöl-Beschichtung