

STERICAN MIX 18G 40MM HS

STERICAN Mix Einmalkan.18 G 40 mm halbstumpf

PZN: 18746740

Inhalt: 100 St

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Zweckbestimmung

Aufziehkanüle für medizinische Zwecke, für die Entnahme und Zubereitung von Flüssigkeiten in Verbindung mit einem geeigneten Medizinprodukt (Einmalspritze). Zur einmaligen Anwendung geeignet.

Zusammensetzung

Nichtrostender Stahl, PP, Silikonöl-Beschichtung