

INJEKT LUER SOLO

INJEKT Solo Spritze 10 ml Luer

PZN: 18074594

Inhalt: 100X10 ml

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Zweckbestimmung

Einmalspritze mit Luer Ansatz für die Aspiration und Injektion von Flüssigkeiten gemäß der gültigen Fachinformation des Arzneimittels in Verbindung mit einem geeigneten Medizinprodukt über einen klinisch adäquaten Zugang, Zubereitung von Arzneimitteln zu einer Infusionslösung in Verbindung mit einem geeigneten Medizinprodukt gemäß der gültigen Fachinformation des Arzneimittels, Gewinnung von Körperflüssigkeiten und Gewebe durch Aspiration mit einem geeigneten Medizinprodukt

Zusammensetzung

Polypropylen, Polyethylen, nicht hergestellt mit Silikonöl, Latex, DEHP und PVC, Gleitmittel: Oleamidsäure