

## **BEURER GL44 BZMG MMOL/L**

### **BEURER GL44 Blutzuckermessgerät mmol/l**

PZN: 07586919

Inhalt: 1 St

Hersteller: BEURER GmbH Gesundheit und Wohlbefinden

#### **Zweckbestimmung**

Das Blutzucker-Messsystem dient der schnellen, unkomplizierten Blutzuckermessung von frischen Kapillarblutproben bei Eigenanwendung oder in klinischen Umgebungen durch geschultes Personal.

#### **Zusammensetzung**

PET Carbon-Ag FAD glucose dehydrogenase: 6 (w/w) % GDH (source from aspergillus oryzae): 2.0 IU/test strip Potassium ferricyanide: 56 (w/w) % Non-reactive ingredients: 38 (w/w) %