

BEURER GL44/50

BEURER GL44/GL50 Teststreifen

PZN: 07586931

Inhalt: 50 St

Hersteller: BEURER GmbH Gesundheit und Wohlbefinden

Zweckbestimmung

Das Blutzucker-Messsystem dient der schnellen, unkomplizierten Blutzuckermessung von frischen Kapillarblutproben bei Eigenanwendung oder in klinischen Umgebungen durch geschultes Personal.

Zusammensetzung

PET Carbon-Ag FAD glucose dehydrogenase: 6 (w/w) % GDH (source from aspergillus oryzae): 2.0 IU/test strip Potassium ferricyanide: 56 (w/w) % Non-reactive ingredients: 38 (w/w) %