

COMBUR 10 TEST

COMBUR 10 Test Teststreifen

PZN: 04659339

Inhalt: 100 St

Hersteller: Roche Diagnostics Deutschland GmbH

Zweckbestimmung

COMBUR 10 TEST ist ein Teststreifen für die semiquantitative Bestimmung von spezifischem Gewicht (SG), pH-Wert (pH), Leukozyten (LEU), Nitrit (NIT), Protein (PRO), Glucose (GLU), Ketonen (KET), Urobilinogen (UBG), Bilirubin (BIL) und Blut (ERY/Hb) im Urin zur Auswertung durch visuelle Ablesung. Nur für den Gebrauch durch Fachpersonal. Nicht zur Selbstanwendung geeignet.