

MED COMFORT HOLZMUNDSPATEL

MED COMFORT Holzmundspatel unsteril 17x150 mm

PZN: 15373161

Inhalt: 100 St

Hersteller: AMPri Handelsgesellschaft mbH

Zweckbestimmung

1: Der Holzmundspatel dient dem Herunterdrücken der Zunge, um das Sichtfeld in die Mundhöhle und den Rachen zu vergrößern. 2: Ein weiteres Anwendungsgebiet ist das Auftragen bzw. Abstreichen von Cremes und Salben auf der Haut.

Zusammensetzung

Birkenholz