

PROFIL PLUS (2005*)

Einweg OP-Mundschutz mit elastischem Band

Weiche, runde, hautfreundliche Elastikbänder •
 3-faches glasfaserfreies Filtermedium • Latexfrei •
 Integrierter nickelfreier Nasenbügel

Artikelnummer und Farbe:

2005 blue	Blau
2005 yellow	Gelb
2005 grey	Grau
2005 green	Grün
2005 lime	Lime
2005 orange	Orange
2005 pink	Pink
2005 black	Schwarz
2005 violet	Violett
2005 white	Weiß

Verpackung:

50 Stück pro Box
 10 Boxen pro Karton



Xiamen EAN Protecting
 Products Co., Ltd.
 No. 79-85 ZhenNan Rd3,
 TongAn District, Xiamen,
 Fujian, 36110, China
 Made in China



Unigloves (Germany)
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH
 Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf
 Germany

Klassifikation:



Für mehr
 Informationen
 Klicken Sie
 bitte auf
 das Bild



Zweckbestimmung

Bei dem Produkt handelt es sich um unsterilen Mundschutz, der im Umfeld des Patienten verwendet wird, um den Patienten und den Anwender vor Kontamination zu schützen.

Bakterien-Filterleistung (BFE)

BFE \geq 98% nach EN 14683, Typ IIR.

Maße

bei gebrauchsfertigem Mundschutz

Breite	95 ± 2 mm
Länge	175 ± 2 mm

Vorderseite

Material	Stärke
100 % Vliesstoff	15 g/m ²

Innenschicht

Material	Stärke
„Melt Blown Filter“	25 g/m ²

Rückseite

Material	Stärke
100 % Vliesstoff	30 g/m ²

Elastisches Band

Material	Länge	Breite
geflochtenes latexfreies elastisches Band	190 ± 5 mm	$3,5 \pm 0,2$ mm

Nasenbügel

Material	Länge	Breite
mit Kunststoff ummantelter Draht	125 ± 2 mm	$2,5 \pm 0,05$ mm

Qualitätssicherung

Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos, enthalten keine Glasfasern und eignen sich für medizinische sowie zahnmedizinische Zwecke.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf
 ☎ +49 (0) 2241-9323-0
 ✉ unigloves@unigloves.de
 🌐 unigloves.de

