

PEHA HAFT FIX LAFR10CMX20M

PEHA-HAFT Fixierbinde latexfrei 10 cmx20 m

PZN: 12550390

Inhalt: 8 St

Hersteller: Paul Hartmann AG

Zweckbestimmung

Peha-haft® Binden sind kohäsive Fixierbinden zur Befestigung aller Arten von Primär- und Sekundärverbänden, Schienen, Gipsverbänden, Kathetern, Kanülen usw., insbesondere an Gelenken sowie an runden oder konischen Körperteilen. Sie dienen der Stabilisierung von Muskeln, Bändern, Sehnen und Gelenken mit leichter Immobilisierungswirkung.

Zusammensetzung

Peha-haft® Binden bestehen aus 34 % Viskose, 34 % Baumwolle und 32 % Polyamid.