

# **TRANSOFIX TRANSFERSET**

## **TRANSOFIX Transfer-Set**

PZN: 19149963

Inhalt: 100 St

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

### **Zweckbestimmung**

Transofix ist ein Transfer-set für sterile Flüssigkeiten. Für die Arzneimittelzubereitung zur einmaligen Anwendung geeignet.

### **Zusammensetzung**

Schutzkappen: PE, Einstechdorn (Spike): SAN/ABS, Silikonöl, nicht hergestellt mit Latex, DEHP und PVC, pyrogenfrei.