

CUTIMED SILTEC 20X20

CUTIMED Siltec Schaumverb.20x20 cm nicht haftend

PZN: 07338044

Inhalt: 6 St

Hersteller: BSN medical GmbH

Zweckbestimmung

Steriler, absorbierender, nicht-haftender Polyurethan-Schaumverband ist indiziert für die Behandlung exsudierender Wunden wie z.B. venöse und arterielle Ulcera, Druckgeschwüre, diabetische Gangrän, Operationswunden, Hauttransplantationen und -Entnahmestellen, Schnitt-/Platzwunden oder Abschürfungen. Cutimed® Siltec® wird empfohlen für Wunden mit schwacher bis starker Exsudation.

Zusammensetzung

Nicht-haftender Polyurethan-Schaumverband mit Silikonbeschichtung, mit Superabsorbern, 20x20cm