

CUTIMED SILT SOR B7X10 OV

CUTIMED Siltec Sorbact B PU-Verb.7x10cm oval

PZN: 13574429

Inhalt: 12 St

Hersteller: BSN medical GmbH

Zweckbestimmung

Bakterienbindender, steriler, absorbierender Polyurethan-Schaumverband mit Silikonhafterand ist indiziert für die Behandlung von sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten, exsudierenden Wunden wie z.B. venöse und arterielle Ulcera, Druckgeschwüre, diabetische Gangrän, Operationswunden, Hauttransplantationen und Entnahmestellen, Schnitt-/Platzwunden oder Abschürfungen. Cutimed® Siltec® Sorbact® wird empfohlen für Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation.

Zusammensetzung

Bakterienbindender Polyurethan-Schaumverband mit Silikonhafterand und Superabsorbern, oval, 10x7,5cm