

ZETUVIT PLUS EXTR ST 15X20

ZETUVIT Plus extrastarke Saugkompr.steril 15x20 cm

PZN: 11554730

Inhalt: 10 St

Hersteller: Paul Hartmann AG

Zweckbestimmung

Zetuvit Plus eignet sich besonders zur Behandlung von oberflächlichen, stark sezernierenden, akuten oder chronischen Wunden (wie z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, exulzerierende Tumore, etc.).

Zusammensetzung

Zetuvit Plus ist eine Saugkomresse, die sich aus vier verschiedenen Materialschichten zusammensetzt. Die wundzugewandte Seite besteht aus einem sehr weichen, weißen, hydrophilen Vlies (Viskose und Polyamid), das einer Verklebung mit der Wunde vorbeugt. Der darunter liegende Kern der Komresse setzt sich aus weichen Zellstoff-Flocken, die mit flüssigkeitsspeichernden Polyacrylatpolymeren vermischt sind, zusammen. Dieser Saugkern ist in einen dünnen Vliesstoff, der die Flüssigkeit gleichmäßig verteilt, eingehüllt. Auf der wundabgewandten Seite ist das Produkt mit einem grünen Polypropylen-Vlies versehen, das wasserabweisend aber trotzdem luftdurchlässig ist und den Gasaustausch gewährleistet.