

CUTIMED SORB SAN XL48X28CM

CUTIMED Sorbion SANA Wundauflage XL 28x48 cm

PZN: 11294039

Inhalt: 6 St

Hersteller: BSN medical GmbH

Zweckbestimmung

Hydroaktive atraumatische Wundauflage mit Polyethylen Wundkontaktschicht zur Absorption von Exsudaten. Geeignet für mäßig bis stark exsudierende chronische oder traumatische Wunden wie Dekubitalgeschwüre, Ulcus cruris oder andere Ulcera, Diabetisches Fußsyndrom, oberflächliche Verbrennungen. Durch die umhüllende Wundkontaktschicht besonders geeignet bei Wunden mit heterogenem Heilungsverlauf.

Zusammensetzung

Superabsorbierender, atraumatischer Wundverband, 48x28cm