

ZETUVIT PL SI BO 8X8CM

ZETUVIT Plus Silicone Border steril 8x8 cm

PZN: 17278656

Inhalt: 10 St

Hersteller: Paul Hartmann AG

Zweckbestimmung

Zetuvit Plus Silicone Border ist eine sterile, selbsthaftende, saugfähige Wundauflage mit Silikon-Wundkontaktschicht zum Einmalgebrauch für die Langzeitbehandlung von akuten und chronischen Wunden mit mäßiger bis hoher Exsudatmenge. Zetuvit Plus Silicone Border eignet sich für die Behandlung eines breiten Spektrums an Wunden mit mäßiger bis hoher Exsudatmenge: akute Wunden (Verbrennungen, postoperative Wunden, Verletzungen) und chronische Wunden (venöse Ulzera, Dekubitus, diabetisches Fußsyndrom, Tumorwunden). Zetuvit Plus Silicone Border absorbiert und bindet bis zu hohen Mengen an Exsudat im Saugkissen. Die Wundauflage ist in der Lage Druck umzuverteilen. Dank der mikroadhäsiven Silikon-Wundkontaktschicht und den Kleberändern sind keine zusätzlichen Materialien für das Fixieren der Wundauflage erforderlich. Die Trägerfolie ist bakterien- und wasserdicht. Der Verbandwechsel erfolgt atraumatisch und nahezu schmerzfrei.

Zusammensetzung

Silicone, Polyurethan, Polyacrylatkleber, Viscose, Polypropylene, Cellulose, Superabsorbierendes Polyacrylat