

## **SOLVALINE N 5X5CM**

### **SOLVALINE N Kompressen 5x5 cm steril**

PZN: 07600737

Inhalt: 25 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

#### **Zweckbestimmung**

SOLVALINE® N Wundkompressen sind zur Wundversorgung bestimmt.

#### **Zusammensetzung**

SOLVALINE® N Wundkompressen steril besteht aus: Wattelage aus: Viskose und Polyester beidseitig abgedeckt mit einerperforierten Polyethylenfolie Die drei Lagen sind durch Einwirkung von Temperatur und Druck miteinander verbunden.