

VLIWASORB PRO ST 10X10CM

VLIWASORB Pro superabsorb.Komp.steril 10x10 cm

PZN: 10792516

Inhalt: 10 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

VLIWASORB® Pro superabsorbierender Wundverband ist zur Versorgung von akuten und chronischen Wunden geeignet sofern diese sehr stark bis mittel exsudierend sind wie z.B. Druckgeschwüren arteriellen Geschwüren venösen Unterschenkelgeschwüren diabetischen Geschwüren post-operative sekundär heilenden Wunden post-traumatische Wunden Spalthautentnahmestellen onkologische Wunden exulcerierende Tumore infektgefährdete Wunden oberflächlichen Verbrennungen 2. Grades sowie als Sekundärverband in Kombination mit einem geeigneten Wundfüller (z.B Suprasorb A) zur Versorgung von tiefen Wunden eingesetzt werden.

Zusammensetzung

Der VLIWASORB® Pro setzt sich wie folgt zusammen: Wundkontaktschicht: perforierte Polyethylenfolie Verteilvlies: Polypropylenfasern Saugkern: Zellulose mit eingebettetem Superabsorber(Natriumpolyacrylat) Wäscheschutzvlies: Polypropylenfasern Heißschmelzkleber: synthetischen Rohstoffen