

TOPPER 8 STER7.5X7.5TS8072

TOPPER 8 Kompr.7,5x7,5 cm steril

PZN: 03420352

Inhalt: 50X2 St

Hersteller: Solventum Germany GmbH

Zweckbestimmung

Geeignet zur Wundabdeckung, Wundreinigung, sowie zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten. Bestimmt für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und im niedergelassenen Bereich.

Zusammensetzung

Chlorfrei gebleichte 65 % reine Zellulose-/Viskosefasern und 35 % Polyesterfasern