

TOPPER 8 UNST 10X10 53410

TOPPER 8 Kompr.10x10 cm unsteril

PZN: 03420317

Inhalt: 200 St

Hersteller: Solventum Germany GmbH

Zweckbestimmung

Geeignet zur Wundabdeckung, Wundreinigung, sowie zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten. Bestimmt für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und im niedergelassenen Bereich.

Zusammensetzung

Chlorfrei gebleichte 65 % reine Zellulose-/Viskosefasern und 35 % Polyesterfasern