

NOBASORB 10X20CM

NOBASORB Saugkompressen 10x20 cm

PZN: 12500624

Inhalt: 25 St

Hersteller: NOBAMED Paul Danz AG

Zweckbestimmung

Die unsterile, hochsaugfähige Wundkompressen ist auf der rückwärtigen Seite mit flüssigkeitsundurchlässigem blauem Vlies versehen. Sie ist mit einem enorm saugfähigen Saugkörper gefüllt und wird bei stark nässenden, infizierten oder chronischen Wunden eingesetzt. Auch bei nässenden Wundheilungsstörungen kommt sie zum Einsatz. Die Saugkompressen müssen vor ihrer Verwendung auf offenen Wunden mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

Zusammensetzung

Polypropylen, Zellulose