

MEPILEX BORDER SAC 16X20CM

MEPILEX Border Sacrum Schaumverb.16x20 cm steril

PZN: 17871466

Inhalt: 5 St

Hersteller: Mölnlycke Health Care GmbH

Zweckbestimmung

Der Komplettverband Mepilex Border Sacrum ist ein Schaumverband für den Sakralbereich. Bei Verwendung mit anderen Standardpräventionsprotokollen verhindert er nachweislich die Bildung eines Dekubitus. Der Verband kann auch zur Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden im Sakralbereich verwendet werden. Er absorbiert das Exsudat und hält es zurück. Außerdem sorgt er für einen angemessenen Flüssigkeitsausgleich, wodurch Mazerationen verhindert werden.

Zusammensetzung

Mepilex Border Sacrum besteht aus - einer Wundkontaktschicht aus selbsthaftendem weichem Silikon (Safetac) und einer Trägerfolie - einem flexiblen, aus drei Schichten bestehenden Absorptionskissen: einem Schaum, einer Verteilerschicht aus Vlies und einer Schicht aus hochabsorbierenden Fasern -einer atmungsaktiven und wasserdichten äußeren Folie, die eine Barriere gegen externe Kontaminationen bietet.