

VLIWAKTIV ST 10X20

VLIWAKTIV Aktivkohle-Saugkomp.10x20 cm steril

PZN: 04464297

Inhalt: 20 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

VLIWAKTIV® Aktivkohle-Saugkompressen sind zur Versorgung von Wunden mit unangenehmer Geruchsentwicklung wie z.B. Ulzera Dekubiti Analfisteln etc. bestimmt.

Zusammensetzung

Die VLIWAKTIV® Aktivkohle-Saugkompressen bestehen aus: Hüllvlies: Viskose und Polyamid Zellstoff: Zellulose Wäscheschutzvlies: Polypropylen Aktivkohlefilz : Aktivkohlefasern Hotmeltkleber: synthetischer Polymer mit Harzen und Wachsen