

VLIWAKTIV AG 20X20CM

VLIWAKTIV AG Aktivkohle Saugkomp.m.Silber 20x20 cm

PZN: 04862862

Inhalt: 10 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Vliwaktiv® Ag Aktivkohle-Saugkompreße mit Silber ist zur Behandlung von kritisch kolonisierten infizierten und/oder übelriechenden Wunden sowie Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko bestimmt und kann für stark exsudierende und oberflächliche Wunden eingesetzt werden.

Zusammensetzung

Vliwaktiv® Ag Aktivkohle-Saugkompreße mit Silber besteht aus: Hüllvlies: Polyester/Polyethylen-Fasern Aktivkohlegewebe: Aktivkohlefasern imprägniert mit Silbersalz; Borax Wäscheschutzvlies: Polypropylenfasern (thermisch verfestigt) Zellstoff: Sulfitcellulose Hotmeltkleber: synthetischer Polymer mit Harzen und Wachsen