

GAZIN KOM 10X10CM 8FACH OP

GAZIN Mullkomp.10x10 cm unsteril 8fach Op

PZN: 03959418

Inhalt: 100 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Die Mullkompressen sind zur Versorgung und Reinigung von oberflächlichen Wunden bestimmt.

Zusammensetzung

Gazin® Mullkompressen bestehen aus: 17- beziehungsweise 20-fädiger Verbandmull aus Baumwolle