

Tricofix®

Der elastische Schlauchverband aus Baumwolle.

Produkt

Starr- und Stützverbände erfordern zum Hautschutz einen besonders hautverträglichen Unterzug. Ein Schlauchverband muss die Anforderung erfüllen, dass er an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden kann, ohne dass dabei störende Laufmaschen entstehen. Tricofix® besteht aus reiner Baumwolle und hat sich in der flexiblen Anwendung seit Jahren in besonderer Weise bewährt. Es ist ein nahtlos gewirkter, gut hautverträglicher Schlauchverband, der sich auf das Vielfache seiner Breite dehnen lässt und durch Strecken wieder enger wird.

Tricofix® besteht aus 100 % Baumwolle.



Durch Dehnen und Strecken passt sich Tricofix® fast jeder Verbandsituation an.



Hautschutz unter immobilisierenden Verbänden, Fixierung von Wundauflagen.

Anwendung

- als Verbandschutz
- als Hautschutz unter Starr- und Stützverbänden sowie unter klebenden und entlastenden Verbänden
- zur Fixierung von Wundauflagen und Verbänden

Anwendungsdauer: mehrere Wochen

Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
A/1: Finger und Zehen			
0219100	20 m x 1,5 cm	1/22	01868930
B/2: Finger, Zehen und geschiente Finger			
0219200	20 m x 2,5 cm	1/15	01868947
C/3: Hände und Kinderarme			
0219300	20 m x 4,0 cm	1/9	01868953
D/5: Hände, Arme, Füße und Unterschenkel – Erwachsene			
0219500	20 m x 6,2 cm	1/24	01868976
E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe			
0219700	20 m x 8,2 cm	1/20	01868982
F/7: Oberschenkel und große Köpfe			
0219800	20 m x 10,2 cm	1/16	01868999
G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe			
0219900	20 m x 12,0 cm	1/6	02059606
K: kleine Rümpfe			
0220100	10 m x 16,0 cm	1/18	01869007
L: große Rümpfe wie Mamma-, Hüft- und Höschenverband			
0220200	10 m x 21,0 cm	1/12	01869013
Fingerverband – 50 Stück im Karton, gebrauchsfertig			
0218400		1/8	02059612

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Artiflex®, Artiflex® Soft, Artiflex® Steril, Artiflex® Natur

Die hochgebauchte Polsterbinde zur Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden.

Produkt

Polsterbinden sollen exponierte Stellen vor eventuellen Druckstellen des harten Gips- oder Castmaterials schützen. Ihr bauschiges Material muss außerdem so beschaffen sein, dass die Haut die oft einige Wochen dauernde Behandlung schadlos übersteht. Artiflex® Soft kann aufgrund höherer Längs- und Querdehnbarkeit leicht ein- und abgerissen werden, ohne dass dabei die Bindentouren überdehnt werden. Mit Artiflex® unterpolsterte Gipsverbände und synthetische Stützverbände lassen sich leicht mit einer Gipsschere beziehungsweise einer oszillierenden Säge abnehmen. Artiflex®, Artiflex® Soft und Artiflex® Steril verfügen über ein gutes Absorptionsvermögen, eine weiche Oberflächenstruktur, einen faltenfreien Sitz und vermindern das Risiko von Hautmazerationen. Sie sind luftdurchlässig, hautverträglich und anschmiegsam.

Artiflex® und Artiflex® Soft bestehen aus 100 % synthetischen Fasern. Artiflex® Steril ist steril und besteht aus 100 % synthetischen Fasern. Artiflex® Natur besteht aus 100 % Naturfasern.



Einzelne Bindentouren weisen einen guten Lagenverbund auf und verschieben sich nicht.

Anwendung

- zur Unterpolsterung von Starrverbänden jeder Art und Größe
- zur Abpolsterung harter Kanten und Schienen
- zur Unterpolsterung von lymphologischen und phlebologischen Verbänden

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen

Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Artiflex®, Einzelbinde lose im Karton				
0904400	3,0 m x 6,0 cm	50	1/1	07154350
0904600	3,0 m x 10,0 cm	30	1/1	07154367
0904700	3,0 m x 15,0 cm	20	1/1	07154373
0904800	3,0 m x 20,0 cm	15	1/1	07154396
Artiflex® Soft, Einzelbinde lose im Karton				
7286000	3,0 m x 6,0 cm	50	1/1	07154427
7286100	3,0 m x 8,0 cm	40	1/1	00196049
7286200	3,0 m x 10,0 cm	30	1/1	07154433
7286300	3,0 m x 15,0 cm	20	1/1	07154456
7286400	3,0 m x 20,0 cm	15	1/1	07154462
Artiflex® Steril, einzeln steril eingeschiegelt				
7285300	3,0 m x 6,0 cm	36	1/1	00196090
7285400	3,0 m x 8,0 cm	24	1/1	00196115
7285500	3,0 m x 10,0 cm	24	1/1	00196138
7285600	3,0 m x 15,0 cm	12	1/1	00196150
Artiflex® Natur, Einzelbinde lose im Karton				
7287000	2,7 m x 5,0 cm	70	1/1	00196173
7287100	2,7 m x 7,5 cm	50	1/1	00196210
7287200	2,7 m x 10,0 cm	30	1/1	00196345
7287300	2,7 m x 15,0 cm	20	1/1	00196546
7287400	2,7 m x 20,0 cm	15	1/1	00196552

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

