

LEUKOPLAST KIDS 2GR

LEUKOPLAST kids Strips 38x63mm/19x56mm je 50 St

PZN: 15781167

Inhalt: 100 St

Hersteller: BSN medical GmbH

Zweckbestimmung

Zur Abdeckung kleinerer Wunden wie z.B. Schnitt- und Schürfwunden bei Kindern geeignet.

Zusammensetzung

Leukoplast Kids besteht aus einer Vlieswundauflage und einer Polyethylenfolie und ist mit einer Polyacrylatklebmasse beschichtet.