

TEGADERM FOAM ADH6.9X7.6CM

TEGADERM Foam klebend 6,9x7,6 cm oval 90614

PZN: 16394768

Inhalt: 10 St

Hersteller: Solventum Germany GmbH

Zweckbestimmung

Tegaderm Foam ist ein dünner, schnell saugender Schaumverband mit Superabsorber und feuchtigkeits regulierender Schicht für wenig bis stark exsudierende Wunden. Sein besonders dünner Kleberand und das patentierte Speichenapplikationssystem ermöglichen eine passgenaue, einhändige Applikation auch an schwierigen Stellen. Indikationen - ideal für wenig bis stark exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden - Ulcus cruris verschiedener Genese, z. B. venös, arteriell, mixtum Dekubitalulcera - Diabetisches Fußsyndrom - Platz- und Schürfwunden

Zusammensetzung

Polyurethane film adhesive laminate, Polyurethane/Silicone, Rayon/polyester and Rayon/super absorbent fiber blend, Polyurethane foam, Paper