

TEGADERM FOAM ADH6.9X6.9CM

TEGADERM Foam klebend 6,9x6,9 cm kreuzf.90615

PZN: 16394774

Inhalt: 10 St

Hersteller: Solventum Germany GmbH

Zweckbestimmung

Tegaderm Foam ist ein dünner, schnell saugender Schaumverband mit Superabsorber und feuchtigkeits regulierender Schicht für wenig bis stark exsudierende Wunden. Sein besonders dünner Kleberand und das patentierte Speichenapplikationssystem ermöglichen eine passgenaue, einhändige Applikation auch an schwierigen Stellen. Indikationen - ideal für wenig bis stark exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden - Ulcus cruris verschiedener Genese, z. B. venös, arteriell, mixtum Dekubitalulcera - Diabetisches Fußsyndrom - Platz- und Schürfwunden

Zusammensetzung

Polyurethane film/polyester nonwoven/adhesive laminate, Polyurethane/Silicone, Polyurethane foam, Paper