

COSMOPOR STERIL 15X15 CM

COSMOPOR steril Wundverband 15x15 cm

PZN: 10102167

Inhalt: 25 St

Hersteller: Paul Hartmann AG

Zweckbestimmung

Bei Cosmopor® Steril handelt es sich um einen selbstklebenden sterilen Wundverband zum Schutz von postoperativen/primär heilenden Wunden und zur Aufnahme von Exsudat (für normal nässende Wunden). Er kann auch zum Schutz von Wunden nach Behandlungen wie Desinfektion, Wundsäuberung, usw. verwendet werden.

Zusammensetzung

Trägermaterial aus perforiertem Vliesstoff (100% Polyester). Das Wundkissen besteht aus zwei Schichten: -Wundkontaktschicht: durchlässiges Polyethylen-Netz -Absorptionsschicht: Sie besteht aus Viskose.