

ROSIDAL BIN KRAEFT 12CMX5M

ROSIDAL K Binde 12 cmx5 m

PZN: 04906364

Inhalt: 10 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Die ROSIDAL® K Kurzzugbinde ist ein Kompressionsverband bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen z.B. Varicosis Leitveneninsuffizienz Thrombophlebitis Phlebothrombose postthrombotisches Syndrom CVI der Stadien I bis III bei Ulcus cruris venosum (bei einem ABPI größer als 0,8 bei einem ABPI von 0,5- 0,8 nur unter ärztlicher Kontrolle) bei Ödemen (Phleb- Lymph- Lipödem posttraumatisch postoperativ in der Schwangerschaft) nach Sklerosierung und venenchirurgischen Eingriffen. Die ROSIDAL® K Kurzzugbinde ist ein Stütz- und Entlastungsverband zur Prophylaxe und Behandlung von Kontusionen Distorsionen Sehnenverletzungen und Luxationen.

Zusammensetzung

Die ROSIDAL® K Kurzzugbinde besteht aus: Hauptbestandteil: Baumwolle Randverstärkung: Polyamid/ Polyurethan - Elastomer (PA/PUE) und Polyamid (PA) Die Verbandklammern bestehen aus: Metallteil: Reinaluminium Elastikteil: Synthetisches Elastomer; Umwicklung: Polyester und Polyvinyl acetat.