

LENKIDEAL5MX20CM O VERB KL

LENKIDEAL Idealb.20 cmx5 m weiß o.Verbandkl.lose

PZN: 07600909

Inhalt: 10 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Die LENKIDEAL®Universalbinde ist zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen zur Kompression der Extremitäten in der Phlebologie zur prä- intra- und postoperativen Thromboseprophylaxe zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen sowie für Sportbandagen und zur Behandlung von Sehnenscheidenentzündungen bestimmt.

Zusammensetzung

Die LENKIDEAL® Universalbinde besteht aus: Baumwolle Polyamid Elastan