

NOBARHINAL BASIC MITTEL

NOBARHINAL-basic Nasenverband mittel

PZN: 11048665

Inhalt: 10 St

Hersteller: NOBAMED Paul Danz AG

Zweckbestimmung

Der Nasenverband hat ein weiches, zylindrisches und hochsaugfähiges Kissen, das mit einem elastischen Gestrück überzogen ist. Die angebrachten elastischen Schlaufen ermöglichen eine Fixierung hinter den Ohren. Der Nasenverband nimmt, postoperativ eingesetzt, Blut und Wundsekret auf. Bei Erkältungskrankheiten kann das Saugkissen mit ätherischen Ölen beträufelt werden, was die Atmung erleichtert.

Zusammensetzung

Baumwolle, Polyester