

GAZIN SCHLINGGAZE RK2+3 PF

GAZIN Tupfer pflaum.steril 2+3 Schutzr.m.RK

PZN: 01232244

Inhalt: 125 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

GAZIN® Tupfer aus Verbandmull sind zur Wundreinigung und zur Hautdesinfektion bestimmt. Sie sind zum sofortigen Gebrauch beim Anwender vorgesehen.

Zusammensetzung

GAZIN® Tupfer aus Verbandmull bestehen aus: 20-fädigem Verbandmull aus Baumwolle der den Anforderungen der DIN EN 14079 entspricht. Silikonring zur Fixierung der Schnittkanten im Inneren. Die eingesetzten Rohstoffe sind naturlatexfrei.