

GAZIN TUPFER PFLAUMENGROSS

GAZIN Tupfer pflaumengr.unsteril o.RK

PZN: 01368995

Inhalt: 1000 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

GAZIN® Tupfer aus Verbandmull Gr. 2 bis Gr. 7 sind - nach Sterilisation durch den Anwender - zur Blut- und Sekretaufnahme bei operativen Eingriffen sowie zur Wundreinigung und zur Hautdesinfektion bestimmt.

Zusammensetzung

GAZIN® Tupfer aus Verbandmull bestehen aus: 20-fädigem Verbandmull aus Baumwolle nach DIN EN 14079 Silikonring weiß eingefärbt durch Titandioxid