

GAZIN TUPFER PFL ST 3 20FD

GAZIN Tupfer pflaumengroß steril Gr.3 20fädig

PZN: 04633392

Inhalt: 30X3 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

GAZIN® Tupfer aus Verbandmull sind zur Wundreinigung und zur Hautdesinfektion bestimmt. Sie sind zum sofortigen Gebrauch beim Anwender vorgesehen.

Zusammensetzung

GAZIN® Tupfer aus Verbandmull bestehen aus: 20-fädigem Verbandmull aus Baumwolle nach DIN EN 14079 Silikonring weiß eingefärbt durch Titandioxid