

## **MULLTUPFER RUND D 3.0CM**

### **MULLTUPFER rund Drm.3,0 cm unsteril**

PZN: 03894794

Inhalt: 250 St

Hersteller: NOBAMED Paul Danz AG

### **Zweckbestimmung**

Zur Herstellung der Mulltupfer wird Verbandmull verwendet. Die unsterilen Tupfer haben eine runde Form und keinen Ring. Die Mullzuschnitte werden so verschlungen, dass sie eine runde Form erhalten. Häufig werden diese Tupfer auch als Schlinggazetupfer bezeichnet. Die Tupfer müssen vor ihrer Verwendung auf offenen Wunden mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

### **Zusammensetzung**

Baumwolle