

CURE TAPE SCHWARZ 5CMX5M

CURE Tape 5 cmx5 m schwarz

PZN: 06410147

Inhalt: 1 St

Hersteller: FysioTape B.V.

Zweckbestimmung

Die 5 möglichen Haupteffekte des CureTapes können folgendermaßen eingeordnet werden: 1. Aktivierung der Zirkulation 2. Beeinflussung des Schmerzsystems 3. Optimalisierung der Muskelfunktion, 4. Unterstützung der Gelenkfunktion 5. Segmentale Beeinflussung! CureTape wird benutzt in : Sportphysiotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie, Neurologie, Osteopathie, Orthopädie. Anwendungen von CureTape bei bspw. Rückenschmerzen, Migräne, Muskelverletzungen,

Zusammensetzung

Qualitativ hochwertiger Baumwollstoff aus 100% atmungsaktiver Baumwolle, enthält keine Arzneimittel, Elastizitätseigenschaften (130 - 140 % Eigendehnung), Antiallergische Acryl-Klebeschicht in einem Wellenmuster angeordnet, Luftdurchlässige jedoch wasserfeste Gewebestruktur, CureTape kann mehrere Tage ohne Qualitätseinbußen der Tapewirkung getragen werden, in der Länge dehnbar, 100% latexfrei und hat das TÜV Qualitätssiegel