

ASKINA SOFT CLEAR I. V.

ASKINA Soft Clear I.V. Wundverband 6x8 cm

PZN: 10413602

Inhalt: 50 St

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Zweckbestimmung

Askina® Soft Clear IV wird zur Fixierung der I.V. Kanülen verwendet.

Zusammensetzung

- 0,05 mm Polyurethanfolie, beschichtet mit medizinischem Acrylkleber auf einer Seite. - Polyester-Filmträger mit Fingerlift-Laschen - Insel mit stark absorbierendem Polster - Zwei silikonisierte Trennschichten - Tupfer des Pads