

CURAPLAST INJEKT SENS 2X4

CURAPLAST Inj.-Pflaster sensitiv 2x4 cm

PZN: 07378575

Inhalt: 250 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Das CURAPLAST® Sensitiv Injektionspflaster ist eine Wundabdeckung zur Versorgung von Bagatellverletzungen und nach Blutuntersuchungen und Injektionen.

Zusammensetzung

Das CURAPLAST® Sensitiv Injektionspflaster besteht aus: Vliesstoff aus Polyester hautfarben
Polyacrylatklebstoff Wundkissen aus Viskose und Polypropylen/Polyethylen und Netzfolie aus
Polyethylen Abdeckung aus Silikonpapier