

CURAPLAST SENSI INJ 2X4CM

CURAPLAST Inj.-Pflaster sensitiv 2x4 cm

PZN: 17306571

Inhalt: 500 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Das Curaplast sensitive Injektionspflaster ist zur Versorgung von kleinen Wunden, besonders nach Punktionen bestimmt.

Zusammensetzung

Curaplast sensitive Injektionspflaster bestehen aus einem hellbraunen Vliesstoff aus Polyester, der einseitig mit einem Polyacrylatklebstoff beschichtet ist. Auf der klebenden Seite ist ein Wundkissen, bestehend aus einer Saugschicht aus 75% Viskose und 25% Polypropylen/Polyethylen und einer nicht wundverklebenden Netzfolie aus Polyethylen, zentral durchlaufend aufgebracht. Die klebstoffbeschichtete Seite mit einem einseitigen silikonisierten, mittig perforierten Papier abgedeckt.