

STERI STRIP STER 6X38MM

STERI STRIP steril 6x38mm R1542

PZN: 04586089

Inhalt: 50X6 St

Hersteller: Solventum Germany GmbH

Zweckbestimmung

Rayon-verstärkter Wundverschlussstreifen für den atraumatischen, nahtlosen Wundverschluss z.B. bei Schnitt- und Operationswunden, zur Unterstützung bei Subcutannaht oder zur Entlastung frischer Narben nach dem Fädenziehen an viel bewegten Körperstellen

Zusammensetzung

Silicone Coated Paper Liner, Polyester and Rayon Backing, Adhesive