

MICROPORE S SR 2.5CMX5M

MICROPORE S Silikonrollenpflaster 2,5 cmx5 m

PZN: 16015512

Inhalt: 12 St

Hersteller: Solventum Germany GmbH

Zweckbestimmung

Hautfreundliches Fixationspflaster mit Silikonkleber für die Fixierung von Verbänden auf besonders empfindlicher und fragiler Haut.

Zusammensetzung

SILICONE ADHESIVE, POLYMERIC BACKING, ACRYLIC POLYMER BINDER, THERMOPLASTIC POLYESTER, BACKING PIGMENT