

QUADRA MED SQUARE 38X38MM

QUADRA MED square 38x38 mm Strips Master Aid

PZN: 02506620

Inhalt: 100 St

Hersteller: Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

Zweckbestimmung

Weiß, kleinformige Pflaster mit zentraler Wundauflage von der Rolle zum Abzupfen zur Abdeckung kleinerer Wunden und Verletzungen und zur Aufnahme von Blut und Wundsekret. Ergänzender Einsatz: Die Chlorhexidindigluconat 0,5 % enthaltene Wundauflage hat Einfluss auf das Keimspektrum unter der Wunde. Wirkt bakteriostatisch, bakteriozid, partiell auch gegen Pilzsporen und Viren.

Zusammensetzung

Kleinformige Pflaster mit zentraler Wundauflage von der Rolle aus Vlies. Einzeln eingeschweißt, perforiert zum Abzupfen von der Rolle. Mit Chlorhexidindigluconat 0,5%. Mit hypoallergenem Hotmelt-Klebstoff (latex- und lösungsmittelfrei)