

CURAFIX H FIXIERPFL5CMX10M

CURAFIX H Fixierpflaster 5 cmx10 m

PZN: 07299640

Inhalt: 1 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Das CURAFIX® H Breitfixierpflaster ist zur vollflächigen Applikation von Wundauflagen besonders in der postoperativen Versorgung bestimmt. Es kann auch zur Fixierung von Drainagen Kathetern u. a. verwendet werden.

Zusammensetzung

Das CURAFIX® H Breitfixierpflaster besteht aus: Polyestervliesstoff Acrylatklebstoff Abdeckpapier silikonisiert