

VLIWAZELL KOM 15X20 STERIL

VLIWAZELL Saugkompressen 15x20 cm steril

PZN: 05855611

Inhalt: 30 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Vliwazell® Saugkompressen steril sind zur Versorgung stark exsudierender Wunden bestimmt.

Zusammensetzung

Die Vliwazell® Saugkompresse setzt sich wie folgt zusammen: Hüllvlies: Polypropylen Verteilvlies: Tissue (Zellstoff) Saugkern: Zellulose Wäscheschutzvlies: Polypropylen Für das Verkleben der Querseiten und für die Rückseite werden Hotmeltkleber verwendet.