

SUPRASORB X 5X5CM

SUPRASORB X HydroBalance Wundverb.5x5 cm

PZN: 03490803

Inhalt: 5 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

SUPRASORB® X HydroBalance-Wundverbände und Tamponade können für die Versorgung von Wunden eingesetzt werden wenn sie schwach bis mittel exsudierend oberflächlich oder tief sind (Anwendungsbeispiele siehe Abschnitt Indikationen" in der Gebrauchsanweisung).

Zusammensetzung

SUPRASORB® X HydroBalance-Wundverbände bestehen aus: Zellulose Wasser Polyesterfolie (beidseitige Abdeckung der Wundverbände) Zur Konservierung wird das Vorprodukt vor der Sterilisation mit 0,085% Chlorhexidingluconat behandelt