

LOMATUELL H 10X30CM

LOMATUELL H Salbentüll 10x30 cm steril

PZN: 03275625

Inhalt: 10 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Lomatuell® H Salbentüll ist zur Versorgung von Hautentnahmestellen Ulcus cruris Dekubitus Verbrennungen Schnittwunden und Schürfwunden bestimmt.

Zusammensetzung

Lomatuell® H Salbentüll besteht aus Gittertüll aus Baumwolle der mit weißem Vaseline beschichtet ist. Die Wundauflage ist auf beiden Seiten mit Pergamentpapier abgedeckt.