

DEBRISOFT PAD 10X10CM STER

DEBRISOFT Pad 10x10 cm steril

PZN: 13155158

Inhalt: 5 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Debrisoft® Pad dient zum schnellen hoch effektiven sicheren und schmerzarmen Debridement. Debrisoft® Pad wird zur Aufnahme von Exsudat Debris und Hautkeratosen während des Debridements eingesetzt und schont intaktes Gewebe.

Zusammensetzung

Das Debrisoft® Pad besteht aus Polyester-Fasern mit einer Rückenbeschichtung aus Polyacrylat sowie einer Grifftasche aus Polyester Polyamid und Elasthan mit einem Etikett aus Polyester.