

# **LOMATUELL PRO 10X30CM STER**

## **LOMATUELL Pro 10x30 cm steril**

PZN: 10005139

Inhalt: 8 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

### **Zweckbestimmung**

Lomatuell® Pro eignet sich für die Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden.

### **Zusammensetzung**

Lomatuell® Pro besteht aus: Gittertüll bestehend aus: Polyethylenterephthalat Masse bestehend aus: Vaseline medizinisches Weißöl Natrium-Carboxymethylcellulose Synthesekautschuk Antioxidans Pentaerythrittrikis (3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat)